NETTOYAGE, STOCKAGE ET MAINTENANCE : RÉSUMÉ



UTILISATION HABITUELLE				
INSPECTION	REMPLACEMENT DU FILTRE	NETTOYAGE	STOCKAGE	RÉVISION ET MAINTENANCE
Avant l'utilisation, avant et après le	Si l'alarme filtre saturé se déclenche (2 bips, répétés	L'entreprise, en collaboration avec les	Stockez les composants de l'appareil CleanSpace	TEST DE DÉBIT :
nettoyage, vérifiez que les	toutes les secondes, le LED rouge clignote), quittez	responsables HSE examineront et	dans un sac de stockage/boîte scellés jusqu'à la	Avant chaque utilisation (CS2, ULTRA, EX).
composants et les accessoires de	immédiatement la zone contaminée et recherchez la	sélectionneront la méthode et l'agent	prochaine utilisation.	Tous les mois (CS HALO).
l'appareil CleanSpace sont en bon	cause.	nettoyant appropriés pour nettoyer les		TEST D'ALARME DE FILTRE SATURÉ :
état conformément aux instructions	Le filtre peut être obstrué par des particules ou	composants et accessoires CleanSpace.	Les blocs moteurs peuvent être stockés à l'aide	Recommandé après chaque changement de
du manuel d'utilisation.	l'entrée d'air du filtre peut elle aussi être obstruée.	Tous les composants de l'appareil	de la prise de nettoyage et de stockage	filtre pour s'assurer que l'alarme est audible et
	Un changement de filtre peut être nécessaire.	CleanSpace (excepté le filtre) peuvent	CleanSpace.	que le LED clignote.
Entretien annuel par un technicien	Remplacez le filtre lorsque :	être nettoyés , désinfectés et/ou		Reportez-vous au manuel d'utilisation de
CleanSpace incluant une inspection	• Le test de débit échoue après avoir suivi les	stérilisés.	Les blocs moteurs peuvent être stockés pendant	CleanSpace pour plus de détails.
complète de l'équipement.	étapes de dépannage.	Reportez-vous au manuel d'utilisation de	la charge à l'aide de la station de rangement	RECALIBRAGE:
	• Le média filtrant est très sale ou humide (par	CleanSpace et aux suppléments de	CleanSpace.	Un recalibrage doit également être effectué :
	exemple, douche de décontamination).	nettoyage pour des informations		• Si des changements de température de plus
	• Il y a des signes de dommages avérés ou	détaillées sur le nettoyage.	Conservez à l'abri de la lumière directe du soleil	de 20°C ont été constatés.
	présumés sur le filtre.		ou d'autres sources de chaleur.	• Si l'unité a été stockée et que la température
	• Le filtre atteint sa date de péremption. Cette date			de stockage est inconnue.
	est indiquée sur l'étiquette du filtre.			• Dans le cadre de l'entretien de routine
	• Il existe des traces de poussières ou de			conformément aux directives de
	contaminants sur la surface intérieure du filtre.			l'établissement.
	• Les filtres à gaz doivent être remplacés au			Comme première étape de dépannage.
	premier signe d'odeur, de goût ou d'irritation			MAINTENANCE :
	(claquage) dans le masque.	Prise de stockage/nettoyage		Annuellement par un technicien CleanSpace.
STOCKÉ (au delà 30 jours sans utilisation)				
INSPECTION	REMPLACEMENT DU FILTRE	NETTOYAGE	STOCKAGE	RÉVISION ET MAINTENANCE
Avant utilisation, vérifiez que les	Le filtre peut être retiré pour le stockage de	Avant utilisation, procédez au nettoyage	Stockez les éléments dans un sac/boite scellés.	Avant utilisation :
composants et les accessoires sont	l'appareil.	conformément aux directives de	Les blocs moteurs (CS HALO, ULTRA, EX) peuvent	Effectuez un test de débit, un test d'alarme e
en bon état conformément aux	Vous pouvez stocker les blocs moteurs (CS HALO,	l'établissement.	être stockés à l'aide du bouchon de nettoyage et	un recalibrage.
instructions du manuel d'utilisation.	ULTRA, EX) à l'aide de la prise de nettoyage et de		de stockage CleanSpace (filtre préalablement	
	stockage CleanSpace (filtre préalablement retiré).		retiré).	Entretien annuel de l'équipement par ui
Entretien annuel par un technicien	Avant utilisation, insérez un nouveau filtre.		Entretien annuel de l'équipement par un	technicien CleanSpace.
CleanSpace incluant une inspection			technicien CleanSpace incluant le nettoyage	
complète de l'équipement.			complet de l'équipement.	

Remarque : Ce document doit être utilisé conjointement avec les instructions d'utilisation de l'appareil CleanSpace et les autres suppléments de nettoyage CleanSpace.