



APP CLEANSPACE SMART – PORTEZ VOTRE EPI EN TOUTE CONFIANCE

CleanSpace HALO offre une haute protection et un grand confort. Maintenant, avec l'App CleanSpace Smart, vous pouvez vérifier que votre masque est bien ajusté à tout moment pendant votre journée de travail.

Créez un compte qui pourra être jumelé avec n'importe quel CleanSpace HALO de votre établissement, et en moins d'une minute, vérifiez l'ajustement du masque, les performances de l'appareil, la charge de la batterie et bien plus encore.

Développé en partenariat avec des professionnels de la santé. Lors de l'utilisation de l'application CleanSpace Smart, le personnel médical a déclaré se sentir protégé et en confiance en ayant la maîtrise de leur EPI.



1. Mettez le CleanSpace HALO et effectuez un Contrôle quotidien rapide de 30 secondes pour s'assurer que :

- Le moteur et le flux d'air fonctionnent correctement
- La batterie est suffisamment chargée
- Aucune alarme n'est déclenchée

2. Exécutez le Fit Check d'une minute

- Le Fit Check indiquera si vous avez un bon ajustement de masque avant d'entrer dans une zone contaminée
 - **BON AJUSTEMENT** = Prêt à l'emploi
 - **AJUSTER & RÉPÉTER** = Vérifier la taille et/ou ajuster
 - **MAUVAIS AJUSTEMENT** = Ne pas utiliser et demander de l'aide

REMARQUE : Le fit check est seulement destiné à indiquer un ajustement général du masque. Vérifiez les réglementations locales sur les tests d'ajustement obligatoires avec un PortaCount TSI

3. Surveillez les niveaux de performance de votre CleanSpace HALO

- Niveaux de batterie
- Activité du ventilateur
- Température

4. Actualisez vos connaissances CleanSpace HALO grâce à un accès facile aux vidéos de formation

- Mettre le CleanSpace HALO
- Changer le support de cou CleanSpace HALO
- Enlever le CleanSpace HALO en mode veille



COMMENCEZ À UTILISER CLEANSPACE SMART AUJOURD'HUI

Pour créer un compte, cliquez sur www.cleanspacetechnology.com/cs-smart-signup ou scannez le QR code

CleanSpace Smart existe en anglais, français, allemand, espagnol, japonais et indonésien.

Découvrez la date de la prochaine session d'introduction au CleanSpace Smart dans votre région pour vous assurer de tirer le meilleur parti de votre application :

ASIE PACIFIQUE : training_ap@cleanspacetechnology.com

ÉTATS-UNIS : training_us@cleanspacetechnology.com

EUROPE : training_eu@cleanspacetechnology.com