



CLEANSPACE SMART APP – GEBRUIK UW PBM MET VERTROUWEN

CleanSpace HALO biedt hoge bescherming en verhoogd comfort. Nu, met de CleanSpace Smart App, kunt u het functioneren van uw PBM op elk moment tijdens uw dienst controleren.

Maak een account aan zodat u de CleanSpace Halo kan koppelen in uw faciliteit en controleer in minder dan 1 minuut de pasvorm van het masker, de prestaties van het apparaat, de batterijlading en meer.

Ontwikkeld in samenwerking met klinische professionals. Bij gebruik van de Smart App gaven frontlinemedewerkers aan dat ze zich in controle voelde en vertrouwen hadden in hun PBM.



1. Zet de CleanSpace HALO op en voer een korte dagelijkse controle uit van 30 seconden om te verzekeren dat:

- Motor en luchtstroom correct werken
- Batterij voldoende is opgeladen
- Er geen alarm aanwezig is

2. Voer de Fit Check van één minuut uit

- De Fit Check geeft aan of je een juiste masker pasvorm hebt alvorens een besmette zone te betreden
 - **GOEDE PASVORM** = Klaar voor gebruik
 - **AANPASSEN & HERHALEN** = Maat controleren en/of aanpassen
 - **SLECHTE PASVORM** = Niet gebruiken en assistentie zoeken

OPMERKING: De Fit Check is alleen bedoeld om een algemene pasvorm van het masker aan te geven. Raadpleeg uw lokale regelgeving over verplichte pasvormtesten met een TSI PortaCount.

3. Controleer de prestatieniveaus van uw CleanSpace HALO

- Batterij niveau
- Fan activiteit
- Temperatuur

4. Hernieuw uw CleanSpace HALO-kennis met gemakkelijke toegang tot trainingsvideo's

- De CleanSpace HALO op zetten
- De CleanSpace HALO neksteun vervangen
- De CleanSpace HALO af doen in de standby-modus



BEGIN VANDAAG MET HET GEBRUIK VAN CLEANSPACE SMART

Om een account aan te maken bezoek www.cleanspacetechnology.com/m/cs-smart-signup of scan de QR-code

CleanSpace Smart wordt ondersteund in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Japans en Indonesisch.

Ontdek wanneer de volgende CleanSpace Smart introductiesessie in uw regio is om ervoor te zorgen dat u het meeste uit uw app haalt:

ASIA PACIFIC: training_ap@cleanspacetechnology.com

vs: training_us@cleanspacetechnology.com

EUROPA: training_eu@cleanspacetechnology.com