

# CleanSpace®

R E S P I R A T O R S

Descarregue do  
Apple Store

Descarregue do  
Google Play



## APP CLEANSPACE SMART - USE O SEU RESPIRADOR COM CONFIANÇA

O CleanSpace Halo oferece elevada proteção e conforto impar. Agora, com a Smart App CleanSpace, pode realizar o Fit Check e verificar a eficiência da máscara em qualquer momento do seu turno.

Crie uma conta para emparelhar com qualquer respirador CleanSpace HALO nas suas instalações e em menos de 1 minuto, verificar o ajuste da máscara, o desempenho do dispositivo, a carga da bateria e outras funcionalidades.

Desenvolvido em consultoria com profissionais clínicos. Ao usar a Smart App, os profissionais da linha de frente relataram sentir-se mais seguros e confiantes no uso do respirador.



### 1. Colocar o CleanSpace Halo e executar o Daily Check de 30 segundos para garantir que:

- O funcionamento do motor e fluxo de ar estão corretos
- A bateria está suficientemente carregada
- Não existem alarmes

### 2. Executar o Fit Check de um minuto

- O Fit Check irá indicar se ajustou a máscara de forma correta antes de entrar em uma zona contaminada
- **GOOD FIT** = Pronto para utilizar
- **ADJUST & REPEAT** = Verificar o tamanho da máscara e/ou ajuste, repetir o teste
- **POOR FIT** = Não utilizar, procurar assistência especializada

NOTA: O Fit Check serve apenas para indicar a condição geral de ajuste da máscara. Verificar os regulamentos locais sobre ajuste e teste obrigatórios com o TSI PortaCount. Em Portugal vigora a NP EN529.

### 3. Monitorizar os níveis de desempenho do CleanSpace HALO

- Estado da bateria
- Atividade da ventoinha
- Temperatura

### 4. Atualize os seus conhecimentos sobre o CleanSpace Halo através do acesso direto a vídeos de treino.

- Colocar o CleanSpace HALO
- Trocar o apoio de pescoço do CleanSpace HALO
- Retirar o CleanSpace HALO em modo de espera



#### COMEÇE A USAR A SMART APP CLEANSPACE HOJE

Para criar uma conta acesse o site [www.cleanspacetechnology.com/cs-smart-signup](http://www.cleanspacetechnology.com/cs-smart-signup) ou digitalize o código QR.

A Smart App CleanSpace está disponível em Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Japonês e Indonésio.

Descubra quando se vai realizar a próxima apresentação introdutória da Smart App CleanSpace na sua região, para garantir que retira o máximo proveito da aplicação.

ASIA PACIFIC: [training\\_ap@cleanspacetechnology.com](mailto:training_ap@cleanspacetechnology.com)

EUA: [training\\_us@cleanspacetechnology.com](mailto:training_us@cleanspacetechnology.com)

EUROPA: [training\\_eu@cleanspacetechnology.com](mailto:training_eu@cleanspacetechnology.com)