



APP CLEANSPACE SMART - USE O SEU EPI COM CONFIANÇA

CleanSpace HALO oferece uma alta proteção e maior conforto. Agora, com o CleanSpace Smart App, pode verificar a correta colocação da máscara em qualquer momento do seu turno.

Crie uma conta para emparelhar com qualquer CleanSpace HALO nas suas instalações e em menos de 1 minuto, verifique o ajuste da máscara, o desempenho do dispositivo, a carga da bateria e muito mais.

Desenvolvido em consulta com profissionais clínicos. Ao usar o Smart App, a equipe da linha de frente relatou sentir-se no controle e confiante nos próprios EPI.



1. Vista o CleanSpace HALO e conduza um Daily Check de 30 segundos para garantir que:

- Motor e fluxo de ar estão funcionando corretamente
- A bateria está suficientemente carregada
- Não existem alarmes

2. Execute o Fit Check de um minuto

- O Fit Check indicará se conseguir um bom ajuste da máscara antes de entrar em uma zona contaminada
- **GOOD FIT** = Pronto para uso
- **ADJUST & REPEAT** = Verifique o tamanho e / ou ajuste
- **POOR FIT** = Não usar e procurar assistência

NOTA: O Fit Check destina-se a indicar apenas um ajuste geral da máscara. Verifique os regulamentos locais sobre teste de encaixe obrigatório com um TSI PortaCount

3. Monitore os níveis de desempenho do CleanSpace HALO

- Níveis de bateria
- Atividade da ventoinha
- Temperatura

4. Atualize os conhecimentos do CleanSpace HALO com fácil acesso a vídeos de treinamento

- Vestir o CleanSpace HALO
- Trocar o suporte de pescoço do CleanSpace HALO
- Tirar o CleanSpace HALO em modo de espera



COMEÇE A USAR O APP CLEANSPACE SMART HOJE

Para criar uma conta visite
www.cleanspacetechnology.com/cs-smart-signup
ou escaneie o código QR

CleanSpace Smart é compatível com Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Japonês e Indonésio.

Descubra quando a próxima sessão introdutória do CleanSpace Smart acontecerá na sua região para garantir que aproveite ao máximo o seu aplicativo:

ASIA PACIFIC: training_ap@cleanspacetechnology.com

EUA: training_us@cleanspacetechnology.com

EUROPA: training_eu@cleanspacetechnology.com