



## Kit lunettes pour masque complet CleanSpace™



### CODE DU PRODUIT

PAF-1017

### NOM DU PRODUIT

Kit lunettes pour masque complet CleanSpace

### DESCRIPTION

Le kit lunettes pour masque complet CleanSpace (PAF-1017) est conçu pour être utilisé avec la gamme des masques complets CleanSpace (CST1017, CST1018, PAF-1106, PAF-1014, CS3006, CS3007) sans compromettre l'étanchéité au niveau du visage. Il est IMPÉRATIF qu'un professionnel (opticien) fixe des verres correcteurs sur le kit de lunettes pour masque complet CleanSpace.

La monture est conçue pour assurer la sécurité lors d'activités intenses. Elle est large pour permettre l'utilisation de grands verres offrant ainsi une vision périphérique optimale. La monture est facilement et entièrement réglable pour convenir à toutes les tailles de visage.

### CARACTÉRISTIQUES

- Léger et résistant
- Entièrement réglable : s'adapte à toutes les formes de visage
- Monture large adaptée aux verres de grande taille pour une vision périphérique
- Se fixe fermement sur le masque complet
- Boîtier rigide inclus pour faciliter le rangement

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids du produit : 150g

Dimensions du produit : 70mm x 150mm x 70mm (environ)

### MATÉRIAUX

Acier, nylon

### CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Températures d'utilisation : entre -10° C et +45° C (14°F et +113°F) à < 90 % d'humidité relative
- Stockage : entre +10° C et +30° C (+50°F et +86°F) à < 75 % d'humidité relative.
- Stocker à l'abri des rayons directs du soleil, protéger de la graisse et de l'huile

### APPLICATIONS

Convient à toutes les utilisations lorsque le masque complet CleanSpace est porté.

### RESTRICTIONS

Les appareils CleanSpace sont des appareils filtrants, à pression positive et ventilation assistée. Ils sont conçus pour être portés dans des environnements comportant suffisamment d'oxygène pour respirer en toute sécurité. Ne pas utiliser CleanSpace dans des atmosphères DIVS (présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé), ne pas utiliser CleanSpace pour se protéger contre des gaz/vapeurs qui ne peuvent pas être filtrés ou dans des atmosphères enrichies en oxygène ou à faible teneur en oxygène.

### FORMATION

Contactez [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com) ou visitez [www.cleanspacetechnology.com](http://www.cleanspacetechnology.com)

### GARANTIE

Pour les informations importantes relatives à la garantie, merci de consulter [le site Internet CleanSpace - SAV](http://le site Internet CleanSpace - SAV) et, le cas échéant, remplir le formulaire SAV en ligne. Les consommables sont garantis avant leur première utilisation, sous réserve qu'ils aient été stockés correctement et qu'ils n'aient pas atteint leur date d'expiration.

